

血中酸素飽和度とは

血中酸素飽和度とは血液中の酸素の量の事で SpO₂ と呼ばれています。値は%で表し、血液中の酸素の濃度が満タんだと 100%、標準値で 96~99%とされています。

アウトドアに役立つ4機能

血中酸素飽和度

脈拍数機能

カウンター機能

ストップウォッチ機能



(コンパス付き)

どれくらいが標準*?

*一般に言われている基準です。

血中酸素飽和度の標準値は 96~99%*

*日本呼吸学会 HP より


脈拍数の標準値は一般成人で 60~100* (安静時)とされています。

*千葉県医師会公表資料より

ワンタッチで簡単計測

ワンタッチ操作で血中酸素飽和度と脈拍数を測定します。

指を機器の中に入れて LED の光を血管に当て その透過光を測定します。



測定時間は
約8秒!



※本製品は医療機器ではありません

健康管理を自分でチェック!

TOAMIT®

HEALTH MANAGEMENT DEVICE

OXI INFO

オキシインフォ

オキシインフォはオキシメーターのように血液中の酸素飽和度の管理もできるアウトドア用チェック機器です。



画像はイメージです。



フィットネス



トレッキング



ウォーキング

様々な用途でお使いください

品名: OXIINFO(オキシインフォ) 型番: TOA-OXINF-001 JAN: 4562441908889

製品仕様: ■表示画面: LCD ディスプレイ ■測定方法: 2波長分光測定法 ■測定範囲: 酸素飽和度 70~99% 脈拍数 30~240bpm ■測定精度: 酸素飽和度 70~99%±2% ■脈拍数 ±2% または ±2 拍分 ■電源 単 4 形アルカリ乾電池×2本 ■本体: サイズ:(約)W58×D32×H34(mm) ■本体重量 29g(バッテリー含まず) ■使用温湿度 5~40°C /15~80%RH ■保存温湿度 -10~40°C/10~80%RH ■原産国: 中国

血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。※本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医療機器ではありません。

・・・ お申し込みは ・・・

(販売価格: 2,750円 税込)

(株) ダイワグループ オキシインフォ 係 (法人営業部) 月~金 10:00~17:00

Tel: 03-5377-1381 Fax: 03-3314-6094 e-mail: info@kokusairyoko.com

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-27-17 恒陽サンクレスト高円寺ビル903

製造販売元: (株) 東亜産業

*FAX専用ご注文書はこちらより